



## Termómetros impermeables con sonda intercambiable

HI 93510 es un termómetro termistor portátil, que ofrece elevadas prestaciones, diseñado especialmente para uso en laboratorio e in situ. Dotado de un diseño compacto y ergonómico, HI 93510 tiene un microprocesador interno que garantiza una elevada precisión y repetibilidad de las medidas en todo el rango. La pantalla de dos niveles permite la visualización simultánea de la medida vigente y de la temperatura máxima y mínima del ciclo de trabajo.

Pulse el botón "HOLD" a fin de congelar la lectura para una toma de datos más fácil. También puede seleccionar grados Celsius o Fahrenheit con sólo tocar un botón. El nivel restante de la pila se visualiza al conectar la unidad. Además de ofrecer todas las funciones de HI 93510, el modelo HI 93510N está dotado de dos ulteriores interesantes características: el procedimiento de calibración automática a 0°C y la pantalla retro-iluminada.

Las sondas de la serie HI 762 están disponibles en diferentes modelos para cada aplicación.

### Especificaciones

#### HI 93510/HI 93510N

Rango	de -50.0 a 150.0°C; de -58.0 a 302.0°F
Resolución	0.1°C; 0.1°F (de -58.0 a 230.0°F) y 0.2°F (más)
Precisión	±0.4°C; ±0.8°F (por 1 año, excluido error de la sonda)
Sonda	HI 762BL, pre-calibrada, de acero inox, 1 m de cable (incluida)
Tipo pilas / duración	3 x 1.5V AA / aprox. 2000 horas de uso continuo (sin iluminación de la pantalla); sólo HI 93510: auto-desconexión seleccionable después de 8 ó 60 minutos de inactividad (puede ser deshabilitada)
Condiciones de trabajo	de -10 a 50°C; H.R. máx. 100%
Dimensiones	150 x 80 x 36 mm
Peso	235 g

### Accesorios

HI 762BL	Sonda temperatura para usos generales y líquidos, cable de 1 m	HI 762000C	Llave de calibración a 0.0°C
HI 762L/10	Sonda temperatura para usos generales y líquidos, cable de 10 m	HI 762070C	Llave de calibración a 70.0°C
HI 762-18C	Llave de calibración a -18.0°C	HI 710019	Estuche de similcuero azul
		HI 710007	Funda de goma de protección, color azul
		HI 710008	Funda de goma de protección, color naranja

### Como pedir

HI 93510 se suministra completo con sonda de temperatura HI 762BL con cable de 1 m, estuche de similcuero, pilas e instrucciones.

HI 93510N se suministra completo con sonda de temperatura HI 762BL con cable 1 m, estuche de similcuero, pilas e instrucciones.

Para la gama completa de las sondas de temperatura HI 762, consulte la sección P. Para otros accesorios, consulte la sección U.

