

Instrumentación diseñada para educación

HANNA®
instruments

pHmetro de sobremesa

edge®

HI2002-02

MEDIDOR DE SOBREMESA DE pH

- Incluye electrodo digital para usos generales.
- Gran pantalla de fácil lectura.
- Máxima precisión para el análisis de pH.



Electrodos digitales:
reemplazar la sonda no
requiere recalibración.

Versátil

Sobremesa

Tablet

Pared



pHmetros portátiles



HI991001-30

pHMETRO PORTÁTIL BÁSICO

- Tamaño reducido de fácil manejo.
- Electrodo de plástico incluido.
- 2 teclas para máxima simplicidad de uso.

Impermeable IP67



HI9810402

pHMETRO DE BOLSILLO CON BLUETOOTH

- Electrodo para usos generales.
- Tecnología Bluetooth: convierte tu teléfono en un pHmetro.
- Visualización como tabla o gráfica en directo.



Hanna Lab App
Compatible



Multiparamétricos portátiles

Serie HI98XXX

MEDIDORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA MEDIDAS EN CAMPO

- Varios modelos disponibles en función de los parámetros a medir.
- Ideales para el control de la calidad del agua.



HI98594

pH/mV, ORP, Conductividad/Turbidez, TDS, Resistividad, Salinidad, Oxígeno disuelto óptico, T^a.

HI98494

pH/mV, ORP, Conductividad, TDS, Resistividad, Salinidad, Oxígeno disuelto óptico, T^a.

HI98194

pH/mV, ORP, Conductividad, TDS, Resistividad, Salinidad, Oxígeno disuelto de membrana, T^a.

Soluciones

SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN

- Imprescindibles para asegurar la precisión de los equipos.
- Varios tamaños y formatos: botellas o sobres monodosis.



Valores	Código	Formato
pH 4.01	HI7004M	Botella 230 ml
	HI7004L	Botella 500 ml
	HI70004P	25 sobres
pH 7.01	HI7007M	Botella 230 ml
	HI7007L	Botella 500 ml
	HI70007P	25 sobres
pH 10.01	HI7010M	Botella 230 ml
	HI7010L	Botella 500 ml
	HI70010P	25 sobres

SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA

- Soluciones para la conservación de los electrodos.

Uso	Código	Formato
Almacenamiento	HI70300M	Botella 230 ml
	HI70300L	Botella 500 ml
Limpieza	HI7061M	Botella 230 ml
	HI7061L	Botella 500 ml

Consejos para una correcta medición de pH



Espectrofotómetros y valoradores automáticos

HI802-02 **iris**[®] ESPECTROFOTÓMETRO

- Rango de 340nm a 900nm.
- Medidas rápidas de DQO en 15 minutos.
- +100 métodos de fábrica para análisis de aguas.
- Crea hasta 100 métodos de usuario.
- Reconocimiento automático de viales.



HI931-02 VALORADOR POTENCIOMÉTRICO

- Valoraciones ácido-base, redox.
- Crea hasta 100 métodos de usuario.
- Posibilidad de crear métodos de usuario.



Clip-Lock: sustitución rápida de la bureta.



Mochila de educación



HI3896BP

Mochila de educación para calidad del suelo (Nitrógeno/ Fósforo/ Potasio/ pH/ CE/ TDS/ Tª)

- Mochila diseñada para educadores y estudiantes.
- Kits para 7 parámetros de calidad del suelo.
- Contiene material didáctico.