

PROMOCIONES ESPECIALES ENOLOGÍA

La instrumentación más precisa para el laboratorio enológico

Promoción válida hasta el 31/08/2021



pHmetros 3 en 1

Gama de pHmetros convertibles en oxímetro/conductímetro

Equipo innovador de SOBREMESA **HI2020-48**, con electrodo de pH **HI10480**



Comprar por 395€*

- pH-metro preciso y versátil a precio muy competitivo.
- Edge es capaz de medir pH, Conductividad y Oxígeno Disuelto y reconoce automáticamente el sensor digital conectado.
- Multifunción, puede utilizarse como equipo de sobremesa, de pared o tableta portátil.
- Prestaciones destacadas: calibración hasta 5 puntos, registro de datos, datos GLP.

* Precio de promoción aplicable por renovación, entregando un pHmetro antiguo de otra marca.

Equipo PORTÁTIL impermeable **HI98199**, con electrodo digital de pH **HI829113**



Comprar por 495€*

- Equipo robusto e impermeable IP68 que permite inmersión continuada.
- Diseñado para medir en depósito y resistir las condiciones de trabajo de la bodega.
- Mide pH, Conductividad u Oxígeno disuelto, con sensor para cada parámetro que se reconoce automáticamente.
- Prestaciones destacadas: suministrado en maletín de transporte, teclado de membrana resistente, registro de datos y conexión a PC.

* Precio de promoción aplicable por renovación, entregando un pHmetro antiguo de otra marca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR



Alta gama con estabilidad tartárica **HI5522-03** con electrodo HI1048B
PVP: 1201€



Básico enología **HI2002-48** con electrodo muestras difíciles HI10480
PVP: 485€



Portátil con electrodo de muestras difíciles **HI99111**
PVP: 450€



Básico de bolsillo **HI981033** con electrodo profesional
PVP: 110€

Electrodo para vino y mosto **HI1048B**

- Cuerpo de vidrio y punta con forma abovedada
- Electrodo rellenable con electrolito KCl 3.5M
- Unión CPS (Sistema Prevención de Obstrucción)



Comprar por 170€

Pack soluciones de Enologia **SOLPACKPHENO**



Incluye:

- Solución calibración pH 3.00 y 7.01 (500 ml)
- Solución almacenamiento (230 ml)

Comprar por 45€

Refractómetro digital **HI96801 - HI96816 - HI96812**



- Compensación automática de temperatura.
- Tiempo de respuesta rápido, 1,5 segundos.
- 0 a 85 °Brix (HI96801) / Alcohol probable (HI96816) / 0 a 27 °Baumé (HI96812).

Comprar por 165 €

Medidor óptico de oxígeno disuelto en bodega **HI98198**



- Tecnología óptica de OD lecturas rápidas y estables, incluso en entornos difíciles.
- La sonda digital con tecnología Membrana Luminiscente (Smart Cap) elimina membranas y soluciones caras y difíciles de utilizar.
- Cuerpo impermeable y resistente, IP67, este medidor portátil es ideal para el uso en campo.

Precio de promoción utilizando el código OPDO21*

Comprar por 1259 €*

Turbidímetro con test de estabilidad proteica **HI83749**



- Diseñado especialmente para vinos.
- Mide la turbidez en NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez).
- Incluye Bencotest: Test de estabilidad proteica para vinos.
- Permite realizar el ensayo de la dosis de clarificante a añadir para cada vino

Comprar por 895 €

Turbidímetro portátil con luz infrarroja **HI93703**



- Mide la turbidez en FTU (Unidades de Turbidez de Formacina) equivalente NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez)
- Válido para muestras de vino coloreadas.
- Cumple con los requisitos de ISO 702.
- Fuente de luz infrarroja.

Comprar por 495 €

Promoción válida hasta el 31/08/2021

