

## Reactivo polvo Yodo (0,0 a 12,50 mg/L) 1



HI93718-0x son reactivos en polvo para la determinación colorimétrica de Yodo (0,0 a 12,50 mg/L). Estos reactivos se pueden emplear en fotómetros de sobremesa y portátiles de Hanna Instruments.

- Reactivos preparados para facilitar su uso.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Disponible para 100 test HI93718-01 y 300 test HI93718-03

Referencia: -

Paquete	paquete
Cantidad	100 pruebas
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, método DPD. La reacción entre el yodo y el reactivo provoca un tinte rosado en la muestra.