

## Solución acondicionamiento y almacenamiento para electrodo ISE de Amoníaco, 500 ml



Solución de acondicionamiento y almacenamiento creada específicamente para los electrodos de ion selectivo (ISE) para amoníaco de Hanna. El elemento interno de cristal del ISE para amoníaco requiere mantenimiento para asegurar que el vidrio detector se encuentre hidratado. El ISE de amoníaco también puede permanecer ensamblado y la punta sumergida en la solución HI4001-45 para fines de almacenamiento a corto plazo.

- 1 botella de 500 ml
- Botella marcada con número de lote y fecha de caducidad
- Botella hermética con precinto de seguridad

Referencia: -