

Solución limpieza electrodos para depósitos de leche



HI70640L es una solución de limpieza altamente efectiva especialmente formulada para **usarse con electrodos de pH recubiertos con depósitos de leche.**

Los electrodos se ensucian por el uso y producirán resultados inexactos incluso si se leen correctamente en un tampón de pH. Las soluciones de limpieza de HANNA eliminan las impurezas y los residuos que quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en las muestras durante la medición o cuando se almacenan incorrectamente.

Todas las soluciones de limpieza vienen en una **botella hermética** con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad y la frescura. En la botella se marca un número de lote y una fecha de vencimiento.

Disponible en:

HI70640L: botella 500 ml

HI700640P: Sobres individuales de 20 ml en paquetes de 25

Referencia: -

| | |
|----------------|---|
| Descripción | Solución de limpieza para depósitos de leche (industria alimentaria). |
| Paquete tamaño | botellas 500 ml |
| Cantidad | 1 |

Certificado de análisis No