

Solución limpieza electrodos para usos generales, 230 ml



HI7061M es una solución de limpieza de uso general que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones. Los electrodos se ensucian por el uso y producirán resultados inexactos incluso si se leen correctamente en un tampón de pH. Las soluciones de limpieza de HANNA eliminan las impurezas y los residuos que quedan en las superficies de los electrodos cuando se sumergen en las muestras durante la medición o cuando se almacenan incorrectamente.

Todas las soluciones de limpieza vienen en una botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad y la frescura. En la botella se marca un número de lote y una fecha de vencimiento.

Disponible en:

HI7061M: botellas de 230 ml

HI7061L: botella 500 ml

HI8061L: Botella FDA 500 ml

HI700601P: Sobres individuales de 20 ml en paquetes de 25.

Referencia: -

Solicitud	Propósito general
Paquete	botellas
tamaño	230 ml
Cantidad	1

Certificado de
análisis

No