

Vaso de calibración / almacenaje para sondas de OD ópticas HI764113



El HI764113-2 es un recipiente de calibración y almacenamiento para usar con la sonda óptica de oxígeno disuelto HI764113.

Calibrar la sonda óptica de oxígeno disuelto HI764113 requiere colocar la sonda en una solución de calibración de 0% de oxígeno. Después de su uso, debe almacenarse adecuadamente para garantizar la máxima vida útil de la sonda. El almacenamiento correcto puede prolongar la vida útil de la sonda.

Referencia: -