

## Célula de flujo corta para portasondas de HI9829 y



Célula de flujo que permite la recogida de muestras y el control de campo de agua dulce y marina cuando se usa con el medidor multiparamétrico HI9829 y una sonda compatible en una estación de monitoreo de flujo fijo con una bomba. La celda de flujo encierra la sonda durante la recogida de muestras y el monitoreo de campo, protegiendo la sonda de los desechos y las condiciones de agua irregulares. La célula de flujo es adecuada para control de campo ambiental y muestreo.

Referencia: -

Cantidad

1