

Checker Calcio Agua Marina (200 a 600 ppm)





El medidor de bolsillo de calcio, Checker HANNA HI758, es un colorímetro digital para realizar test de calcio El checker de Calcio Agua Marina, HI758, se suministra con cubetas con tapa (2), pipeta para 100µL, jeringa, pipeta de plástico, reactivo para 25 tests, batería, instrucciones y quía rápida de uso

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor de Calcio para agua marina

Referencia: -

Distancia 200 a 600 ppm

Resolución 1 ppm

Precisión a 25 ° C / 77 ° ± 6% de lectura

F

Fuente de luz LED a 610 nm

Detector de luz fotocelula de silicona

Método Adaptación del método

Zincon.

Ambiente 0 a 50 $^{\circ}$ C (32 a 122 $^{\circ}$

F); RH máx. 95% sin

condensación

Tipo de Batería (1) 1.5V AAA

Apagado automático después de diez minutos de

no uso

Dimensiones 81.5 mm x 61 mm x 37.5

mm



Peso

Información sobre pedidos

64 g

HI758 Calcium Checker se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de calcio para 25 pruebas, gotero, jeringa de 1 ml con punta, pipeta de 100 microlitros con punta, pipeta de plástico, batería, instrucciones y guía de inicio rápido.