

Checker Cloro Libre (0 a 2,50 ppm)



El medidor de cloro libre de bolsillo, Checker HANNA HI701, es un colorímetro digital para realizar test de cloro.

El checker o medidor de cloro libre de rango bajo, HI701, se suministra completo, con cubetas con tapa (2), reactivo polvo para 6 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro
- Posibilidad de uso con reactivo líquido o polvo

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

Referencia: -

Rango	0.00 a 2.50 ppm
Resolución	0.01 ppm
Precisión a 25 ° C	$\pm 0.03 \text{ ppm} \pm 3\%$ de la lectura
Fuente de luz	LED a 525 nm
Detector de luz	fotocelula de silicona
Método	Adaptación de la USEPA 330.5 y el Método Estándar 4500-Cl G.
Ambiente	0 a 50 ° C ; HR máx. 95% sin condensación
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA

Apagado automático después de dos minutos de no uso

Dimensiones 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm

Peso 64 g

Información sobre pedidos HI701 Checker® se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de cloro gratuito para 6 pruebas (6 paquetes de reactivo en polvo), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.