


Checker Cloro Libre rango ultra bajo (0 a 500 ppb)



El medidor de bolsillo de cloro libre rango ultra bajo, Checker HANNA HI762, es un colorímetro digital para realizar test de cloro. El Checker, se suministra con cubetas con tapa (2), reactivo para 6 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso.

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor de cloro libre

Referencia: -

Rango	0 a 500 ppb
Resolución	1 ppb
Precisión a 25 ° C	± 20 ppb $\pm 4\%$ de lectura
Fuente de luz	LED a 525 nm
Detector de luz	fotocélula de silicona
Método	Adaptación del método USEPA 330.5, método DPD.
Ambiente	0 a 50 ° C ; RH máx. 95% sin condensación
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA
Apagado automático	después de diez minutos de no uso
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm
Peso	64 g
Información sobre pedidos	HI762 Checker® se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de cloro ULR gratuito para 6 pruebas (6 paquetes

de reactivo en polvo), batería,
instrucciones y guía de inicio rápido.