

## Checker Cloro Total



Los medidores de bolsillo de Cloro Total, Checker HANNA HI711, HI761 y HI771 son colorímetros digitales para realizar test de cloro.

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro
- Posibilidad de uso con reactivo líquido o polvo

Cumplen con la norma UNE-ISO 17381:2012

Los checkers de cloro total, **HI711**, **HI761** y **HI771** se suministran con cubetas con tapa (2), reactivo para 6 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso.

Referencia: -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	HI711	HI761	HI771
<b>RANGO</b>	0.00 to 3.50 ppm	0 a 500 ppb	0 a 500 ppm
<b>RESOLUCIÓN</b>	0.01 ppm	1 ppb	1 ppm
<b>PRECISIÓN @ 25°C</b>	±0.03 ppm ±3% de lectura	±5 ppb ±5% de lectura	±3 ppm ±5% de lectura
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED @ 525 nm	LED @ 525 nm	LED @ 525 nm
<b>DETECTOR DE LUZ</b>	Fotocélula de Silicio	Fotocélula de Silicio	Fotocélula de Silicio
<b>MÉTODO</b>	Adaptación método DPD	Adaptación método DPD	Adaptación método Normalizado
<b>ENTORNO</b>	0 a 50°C ; HR max 95% sin condensación	0 a 50°C ; HR max 95% sin condensación	0 a 50°C ; HR max 95% sin condensación
<b>BATERÍA</b>	(1) 1.5V AAA	(1) 1.5V AAA	(1) 1.5V AAA
<b>AUTO-APAGADO</b>	Tras diez minutos de inactividad	Tras diez minutos de inactividad	Tras diez minutos de inactividad
<b>MEDIDAS</b>	81.5mm x 61mm x 37.5mm	81.5mm x 61mm x 37.5mm	81.5mm x 61mm x 37.5mm
<b>PESO</b>	64 g	64 g	64 g
<b>Información sobre pedidos</b>	HI711, HI761 y HI771 se suministran con (2) cubetas de inicio de reactivo de cloro total para 6 pruebas (6 paquetes batería, instrucciones y guía de inicio rápido).		