

Checker Cloro Total Rango : 0 a 3 - 50 ppm



Los medidores de bolsillo de Cloro Total, Checker HANNA HI711, HI761 y HI771 son colorímetros digitales para realizar test de cloro.

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro
- Posibilidad de uso con reactivo líquido o polvo

Cumplen con la norma UNE-ISO 17381:2012

Los checkers de cloro total, **HI711**, **HI761** y **HI771** se suministran con cubetas con tapa (2), reactivo para 6 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso.

Referencia: HI711

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	HI711	HI761	HI771
RANGO	0.00 to 3.50 ppm	0 a 500 ppb	0 a 500 ppm
RESOLUCIÓN	0.01 ppm	1 ppb	1 ppm
PRECISIÓN @ 25°C	±0.03 ppm ±3% de lectura	±5 ppb ±5% de lectura	±3 ppm ±5% de lectura
FUENTE DE LUZ	LED @ 525 nm	LED @ 525 nm	LED @ 525 nm
DETECTOR DE LUZ	Fotocélula de Silicio	Fotocélula de Silicio	Fotocélula de Silicio
MÉTODO	Adaptación método DPD	Adaptación método DPD	Adaptación método Normalizado
ENTORNO	0 a 50°C ; HR max 95% sin condensación	0 a 50°C ; HR max 95% sin condensación	0 a 50°C ; HR max 95% sin condensación
BATERÍA	(1) 1.5V AAA	(1) 1.5V AAA	(1) 1.5V AAA
AUTO-APAGADO	Tras diez minutos de inactividad	Tras diez minutos de inactividad	Tras diez minutos de inactividad
MEDIDAS	81.5mm x 61mm x 37.5mm	81.5mm x 61mm x 37.5mm	81.5mm x 61mm x 37.5mm
PESO	64 g	64 g	64 g
Información sobre pedidos		HI711, HI761 y HI771 se suministran con (2) cubetas de inicio de reactivo de cloro total para 6 pruebas (6 paquetes), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.	