


Checker Yodo (0 a 12,5 ppm)



El medidor de bolsillo de yodo, Checker HANNA HI718, es un colorímetro digital para realizar test de yodo. El checker de yodo, HI718, se suministra con cubetas con tapa (2), reactivo para 6 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso.

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor de yodo
- Diseñado para acuarios, desinfección y agua de piscinas

Referencia: -

Distancia	0.0 a 12.5 ppm (mg / L)
Resolución	0.1 ppm (mg / L)
Precisión a 25 ° C / 77 ° F	$\pm 0.1 \text{ ppm} \pm 5\%$ de lectura
Fuente de luz	LED a 525 nm
Detector de luz	fotocelula de silicona
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método DPD.
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH máx. 95% sin condensación

Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA
Apagado automático	después de diez minutos de no uso
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm
Peso	64 g
Información sobre pedidos	HI718 Checker® se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de yodo para 6 pruebas (6 paquetes de reactivo de polvo), batería, instrucciones y guía de inicio rápido