

## CHECKFRIDGE Termómetro con sonda externa 1m de cable y dorso magnético



Termómetro de pared con dorso magnético ideal para colgar en superficies metálicas como una cámara frigorífica, con 1 metro de cable

- Función CALCHECK
- Ideal para cámaras frigoríficas
- 1 m de cable
- Rango: -50,0 a 150 °C

Referencia: -

Rango (° C)	HI147-00 -50.0 a 150.0 ° C
Rango (° F)	HI147-01 -58.0 a 302.0 ° F
Resolución (° C)	HI147-00 0.1 ° C
Resolución (° F)	HI147-01 0.1 ° F (-58.0 a 199.9 ° F) 1 ° F (200 a 302 ° F)
Precisión (° C)	HI147-00 $\pm 0.3$ ° C (-20 a 90 ° C); $\pm 0.5$ ° C (exterior)
Precisión (° F)	HI147-01 $\pm 0.6$ ° F (-4 a 194 ° F); $\pm 1$ ° F (afuera)
CAL Check <sup>TM</sup>	manual, mediante interruptor
Tipo de batería / Vida útil	1.5V AAA / aproximadamente 3 años de uso continuo
Electrodo / Sonda	Acero inoxidable, uso general con cable de 1 m

(3.3 ') (fijo); 40 x dia 5 mm  
(1.6 x dia 0.2 ")

Ambiente 0 a 50 ° C (32 a 122 °  
F); RH max 95%

Dimensiones 93 x 39 x 31 mm

Peso 60 g

Información sobre pedidos HI147 se suministra con  
batería e instrucciones.