

Conductímetro portátil (0,0 microS/ cm a 199,9 mS/ cm) impermeable, compensación autom. temp



HI8733 es un medidor de conductividad portátil (0,0 microS/ cm a 199,9 mS/ cm) impermeable.

- Compensación automática de temperatura
- Resolución: seleccionable de 0,1 microS/cm a 0,1 mS/cm

Se suministra con sonda HI76302W, solución 12880 microS/cm HI70030 (5), pila, instrucciones y maletín de transporte.

Referencia: -