

## Cubeta test DQO,25 test





Este producto es exclusivamente para uso profesional, contiene sustancias peligrosas, consulte las fichas de seguridad antes de su manipulación.

## VIALES SUSTITUIDOS POR NUEVAS REFERENCIAS

Los HI93754X-25 y HI94754X-25 son viales de reactivo pre-dosificado para la determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) utilizando un fotómetro de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones con tecnología punta y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada caja para su trazabilidad.

- Distintas normativas: 410 USEPA (con o sin mercurio) e ISO 15705 (HI94754F-25 / HI94754G-25)
- 25 viales de 16 mm con reactivos predosificados para facilitar su uso
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad
- Disponible con o sin código de barras
- Rango bajo: 0 a 150 mg/L; rango medio: 0 a 1500 mg/L; rango alto: 0 a 15000 mg/L; rango ultra alto: 0 a 60 g/L

## Referencia: -

Distancia	0 a 1500 mg / L O <sub>2</sub>
Resolución	1 mg / l
Exactitud	$\pm$ 15 mg / l $\pm$ 4% de lectura
Paquete	frascos
Cantidad	25
Método	dicromato EPA
	ADVERTENCIA : este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el dicromato de potasio, que el estado de California sabe que causa cáncer, y el dicromato de potasio y el



mercurio y los compuestos de mercurio, que el estado de California puede causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. .