

Cubeta test Fósforo Total 50 test



VIALES SUSTITUIDOS POR HI93763B-50 Y HI93758C-50

Los viales HI94763B-50 son reactivos predosificados que siguen una **adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-PC, ácido vanadomolibdofosfórico** para la determinación de fósforo total de alto rango utilizando un fotómetro de sobremesa compatible.

- 50 viales de reactivos pre-dosificados para facilitar su uso
- Se entrega con certificado de calidad.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Adaptación del método Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-PC, ácido vanadomolibdofosfórico

El reactivo de rango alto 0,0 a 32,6 mg/L, corresponde a la referencia: HI94763B-50

El reactivo de rango bajo 0,00 a 1,15 mg/L, corresponde a la referencia: HI94758C-50

Referencia: -

Cantidad	50 viales (49 tests)
Distancia	0.0 a 32.6 mg / L Fósforo
Resolución	0.1 mg / l
Exactitud	± 0.5 mg / L o ± 5% de la lectura a 25 ° C, lo que sea mayor

Color de identificación del vial

verde

Aplicaciones

Ambiental, Industrial, Análisis de Aguas, Tratamiento de Aguas Residuales.

Método

Adaptación de los métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales, 20^a edición, 4500-PC, método del ácido vanadomolibdofosfórico