

Tester TDS



Medidor de TDS y temperatura ,con compensación automática de temperatura y gran pantalla para visualización de datos

- Impermeable
- Sensor de temperatura expuesto, para dar una lectura rápida
- Sencillo uso : sólo 2 botones

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

Referencia: -

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
HI98301 DIST1	HI98302 DIST2		
TDS	Rango	0 a 2000ppm (mg/L)	0,00 a 10,00ppt (g/L)
	Resolución	1 ppm (mg/L)	0,01ppt (g/L)
	Precisión (25°C)	±2%	
	Factor TDS	0.5	
	Calibración	Automático en un punto	
		Solucion calibración HI70032 1382ppm	Solucion calibración HI70038 6,44ppt
Temperatura	Rango	0,0 a 50,0°C	
	Resolución	0,1°C	
	Precisión (25°C /77°F)	±0,5°C	
Especificaciones adicionales	Compensación de temperatura	Automática de 0 a 50°C	
	Batería	CR2032 3V Li-ion. Aprox. 250 horasde uso continuo.	
	Peso	75g	
Información de envío	Ambos equipos vienen con batería CR2032, (4) bolsitas de		

	solucion de calibración, tapa de proteccion y almacenamiento, manual de intruccion y certificado de calidad		
--	---	--	--