

## Electrodo combinado ISE de Amoníaco



Es un electrodo combinado de ión selectivo de amoniaco de cuerpo de Delrin®, especialmente indicado para determinación de amonio, amoniaco en vino, cerveza, agua, aguas residuales y suelos.

- Rango de medida: 17000 a 0.02 (mg/L) ppm  
14000 a 0.016 (mg/L) ppm como N
- Rango pH optimo: >11
- Rango de temperatura: 0-40°C

Tiene 1 metro de cable y conector BNC.

Referencia: -

|                   |                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo              | combinación                                                                                                                                                            |
| Rango de medicion | Amoníaco (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) 1,0 M a 1 x 10 <sup>-6</sup> M, 17000 a 0,02 mg / L (ppm); Amoníaco-Nitrógeno (NH <sub>4</sub> -N) 14000 a 0.016 mg / L (ppm) |

Rango de pH óptimo> pH 11

Rango de temperatura 0 a 40 ° C

Pendiente aproximada -56 mV

Diámetro 12 mm

Longitud total 120 mm

Cuerpo material Delrin

Cable coaxial; 1 m

Conexión BNC