

Electrodo combinado ORP con punta platino, cuerpo plástico, electrolito gel, conector BNC, 1m



Electrodo combinado de REDOX (ORP) con punta platino, cuerpo plástico, electrolito gel, conector BNC, 1m

Referencia: -

Cuerpo material	PEI
Referencia	simple, Ag / AgCl
Cruce / caudal	ceramica sola
Electrólito	gel
Rango REDOX	ORP: ± 2000 mV
Presión máxima	2 bar
Forma de la punta	alfiler de platino
Diámetro	12 mm
Longitud del cuerpo / Longitud total	120 mm / 163.5 mm
Temperatura de funcionamiento recomendada	-5 a 70 ° C
Sensor de temperatura	no
Pin a juego	no
Amplificador	no
Digital	no
Cable	coaxial; 1 m
Conexión	BNC
Aplicaciones	Agua municipal, control de calidad.

