

Electrodo ISE de Nitratos para multiparam. HI9829





Es un sensor combinado de combinación de membrana líquida utilizado para la detección de nitrato-nitrógeno en muestras de agua dulce. Su diseño de doble unión contiene una cámara de referencia rellena de gel Ag / AgCl. El HI7609829-12 utiliza una membrana polimérica construida en una cabeza de PVC.

Referencia: -

Sensor HI 7609829-12

Descripción Nitrato ISE

Tipo de medida ppm

Rango de medicion 0.6 a 200.0 ppm

como NO3 - -N

Rango de

temperatura

Codigo de color

rojo

Propina Membrana líquida

polimérica

0 a 40 ° C

Cuerpo PEI Electrólito gel Referencia doble Mantenimiento ninguna

118 x 15 mm **Dimensiones**

Profundidad 5 m