

Electrodo ISE de Nitratos para multiparam. HI9829



Es un sensor combinado de combinación de membrana líquida utilizado para la detección de nitrato-nitrógeno en muestras de agua dulce. Su diseño de doble unión contiene una cámara de referencia rellena de gel Ag / AgCl. El HI7609829-12 utiliza una membrana polimérica construida en una cabeza de PVC.

Referencia: -

Sensor	HI 7609829-12
Descripción	Nitrato ISE
Tipo de medida	ppm
Rango de medicion	0.6 a 200.0 ppm como NO3 - -N
Rango de temperatura	0 a 40 ° C
Codigo de color	rojo
Propina	Membrana líquida polimérica
Cuerpo	PEI
Electrolito	gel
Referencia	doble
Mantenimiento	ninguna
Dimensiones	118 x 15 mm
Profundidad	5 m