

## Electrodo ORP de platino, cuerpo vidrio, unión abi



Electrodo de REDOX (ORP) de platino, cuerpo vidrio, unión abierta, para vinos, conector BNC, 50cm

Referencia: -

Cuerpo material	vaso
Referencia	doble, Ag / AgCl
Cruce / caudal	abierto, tecnología CPS
Electrólito	KCl 3.5M
Rango	ORP: $\pm 2000$ mV
Presión máxima	0.1 bar
Forma de la punta	anillo de platino
Diámetro	12 mm
Longitud del cuerpo / Longitud total	120 mm / 175.5 mm
Temperatura de funcionamiento recomendada	-5 a 80 ° C
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Cable	coaxial, 0.5 m
Conexión	BNC
Aplicaciones	vino