

## Electrodo pH cuerpo plástico, conector BNC, 2m, para indicadores pH HI981401N/ HI981402



Electrodo de pH para uso con los indicadores de pared HI981401-N y HI981405N. Disponen de conector BNC y 2 metros de cable

- Especialmente diseñado para medida en agricultura y jardinería
- Cuerpo de plástico

Referencia: -

Tipo de unión / velocidad de flujo	PTFE
Tipo de electrolito	polímero
Cuerpo material	PEI
Punta / Forma	Esferico (dia: 7.5 mm)
Pin a juego	no
Max. Presión	3.0 bar
Rango de Operación de Temperatura	0 a 80 ° C - GP
Longitud total	120 mm / 163 mm
Sensor de temperatura	no
Diámetro externo	12 mm
Cable	coaxial; 2 m
tipo de conector	BNC