

Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, unión de fibra microporosa, conector BNC, 2m



Es un electrodo de pH, con cuerpo de PEI, electrolito gel y unión de fibra. Indicado para usos generales y agricultura.

- Presión máxima 3 bar
- Rango medición 0 a 13 pH
- Conector BNC

El HI2114 tiene la rosca de $\frac{3}{4}$ "x 16 UNF

HI2114P; con 2m de cable

HI2114P/5; con 5m de cable

Referencia: -

Rango de medicion	pH: 0 a 13
Tipo de unión / velocidad de flujo	pañó
Tipo de electrolito	gel
Cuerpo material	PEI
Punta / Forma	Esferico (dia: 7.5 mm)
Pin a juego	no
Max. Presión	3.0 bar
Rango de Operación de Temperatura	0 a 80 ° C (32 a 176 ° F) - GP
Longitud total	122mm
Sensor de temperatura	no
Diámetro externo	12 mm
Cable	coaxial; 2 m
tipo de conector	multi-pin
Amplificador	no

