

Electrodo pH cuerpo vidrio (210x8 mm), para frascos, conector BNC, 1m



Electrodo pH con cuerpo vidrio , diámetro 210x8 mm, especialmente diseñado para frascos.

- Conector BNC
- 1 metro de cable

Referencia: -

Cuerpo material	vaso
Referencia	unión simple de Ag / AgCl
Tipo de unión/flujo	cerámica simple/ 15-20 L / h
Electrólito	KCl + AgCl 3,5 M
Distancia	pH: 0 a 13
Presión máxima	0.1 bar
Forma de la punta	esférico (DIA: 5 mm)
Diámetro	8 mm
Longitud del cuerpo / Longitud total	210 mm / 265.5 mm
Temperatura de funcionamiento recomendada	0 a 70 ° C
Sensor de temperatura	no
Pin a juego	no
Amplificador	no
Digital	no
Cable	coaxial; 1 m
Conexión	BNC
Aplicaciones	especifico para matraces