

## Electrodo pH cuerpo vidrio (diam. 5 mm), para viales y tubos de ensayo



Es un electrodo de pH con un diámetro de 5 mm y punta de vidrio esférica, especialmente indicado para medidas en viales y tubos de ensayo.

- Cuerpo de vidrio
- Electrolito KCl 3.5M+AgCl. Rellenable
- Unión cerámica simple 15-20µL/h

Conector BNC.

Se suministra en una caja junto con una capucha protectora del electrodo, 20 ml de solución de almacenamiento (HI703005) y el certificado de calidad del electrodo.

Referencia: -

	Micro-muestras
Cuerpo	vidrio
Membrana tipo	esfera
Vidrio membrana (*)	GP
Diafragma o unión	cerámico
Referencia	simple
Electrolito	KCl + AgCl
Sensor temperatura	no
<b>Conector/Código</b>	
BNC	HI1330 B
Rosca S7	-
Edge	-
Q DIN	-
HALO	-