

Electrodo pH de recambio para indicadores HI991401/ HI991404/ HI991405



Electrodo de pH de recambio para indicadores
HI991401/ HI991404/ HI991405

Referencia: -

Rango de medida	pH: 0 a 13
Tipo de unión / velocidad de flujo	PTFE
Tipo de electrolito	polímero
Cuerpo material	PEI
Punta / Forma	Esferico (dia: 7.5 mm)
Pin a juego	no
Max. Presión	3.0 bar
Rango de Operación de Temperatura	0 a 60 ° C
Longitud total	120 mm / 163 mm
Sensor de temperatura	no
Diámetro externo	12 mm
Cable	5 polos; 2 m
tipo de conector	DIN
Amplificador	sí