

Electrodo pH de recambio para testers HI98103/HI99



El electrodo de pH HI1270 es el electrodo para el TESTER HI98103 (anterior) y el HI99104. Por sus medidas (longitud 12 cm y 9mm de diámetro) está recomendado para usos generales y es ideal para medias en tubos de ensayo y viales.

Conector screw cap.

- Cuerpo de polipropileno
- Electrolito viscoleno. No rellenable
- Unión abierta

Se suministra en una caja junto con el certificado de calidad del electrodo.

Referencia: -

Referencia	simple, Ag / AgCl
Cruce / caudal	abierto
Electrolito	viscoleno
Presión máxima	0.1 bar
Distancia	pH: 0 a 13
Temperatura de funcionamiento recomendada	0 a 50 ° C - GP
Forma de la punta	Esferico (dia: 3 mm)
Sensor de temperatura	no
Amplificador	no
Cuerpo material	polipropileno
Cable	no
Aplicaciones	usos generales
Conexión	Tapón de rosca