


Electrodo pH rellenable para valoraciones no acuosas, conector BNC



Electrodo de pH rellenable para valoraciones no acuosas con conector BNC

Referencia: -

Cuerpo material	vaso
Referencia	doble, Ag / AgCl
Cruce / caudal	Cerámica, single / 15-20 ?L / h
Electrólito	KCl 3.5M
Distancia	pH: 0 a 13
Presión máxima	0.1 bar
Forma de la punta	Esferico (dia: 9.5 mm)
Temperatura de funcionamiento recomendada	0 a 100 ° C - HT
Sensor de temperatura	no
Pin a juego	no
Amplificador	no
Digital	no
Cable	coaxial; 1 m
Conexión	BNC
Aplicaciones	valoraciones