


## Electrodo pH/ORP/Temp titanio, unión de tela, elec



Electrodo pH/ REDOX/ Temperatura con cuerpo titanio y conector DIN,

- Diseñado para aguas residuales/ potables/ piscinas,

Referencia: -

Cuerpo material	titanio
Referencia	simple, Ag / AgCl
Electrólito	gel
Rango	pH: 0 a 13, ORP
Presión máxima	3.0 bar
Forma de la punta	pH: cónico (3 mm); ORP: sensor de platino
Diámetro	14 mm
Longitud del cuerpo / Longitud total	105 mm / 145.5 mm
Temperatura de funcionamiento recomendada	0 a 80 ° C - GP
Sensor de temperatura	sí
Pin a juego	sí
Amplificador	sí
Digital	no
Cable	7 polos; 1 m
Conexión	<b>DIN</b>
Aplicaciones	Aguas municipales, piscinas, aguas residuales, tratamiento de aguas.