

Electrodo ISE de Cianuro



Es un electrodo de semicelda de ión selectivo para cianuros de cuerpo de epoxi, Posible aplicación en la determinación de iones libres de cianuro en galvanoplástica, aguas residuales y en muestras de plantas y suelos.

- Rango de medida: 260 a 0.02 mg/L (ppm)
- Rango pH optimo: ≥ 11
- Rango de temperatura: 0-80°C

Tiene 1 metro de cable y conector BNC.

Referencia: -

Tipo de Estado sólido; media celda

Rango de medicion Cianuro (CN⁻) 0.01M a $1 \cdot 10^{-6}$ M, 260 a 0.026 mg / L (ppm)

Rango de pH óptimo $\geq$ pH 11

Rango de temperatura 0 a 80 ° C

Pendiente aproximada -56 mV

Diámetro 12 mm

Longitud total 120 mm

Cuerpo material epoxy

Cable coaxial; 1 m

Conexión BNC