

Electrodo ISE de Cobre



Es un electrodo de semicelda de ión selectivo para cúprico de cuerpo de epoxi, utilizado como indicador de valoraciones con quelatos.

- Rango de medida: 6355 a 0.6 mg/L (ppm)
- Rango pH óptimo: 3 a 7
- Rango de temperatura: 0-80°C

Tiene 1 metro de cable y conector BNC.

Referencia: -

Tipo de Estado sólido; media celda

Rango de medicion Curpic (Cu^{2+}) 0,1M a $1 \cdot 10^{-6}$ M, 6,355 a 0.065 mg / L (ppm)

Rango de pH óptimo pH 3 a 7

Rango de temperatura 0 a 80 ° C

Pendiente aproximada +27 mV

Diámetro 12 mm

Longitud total 120 mm

Cuerpo material epoxy

Cable coaxial; 1 m

Conexión BNC