

Kit completo de accesorios para fotómetro HI96785



El Kit completo de accesorios para fotómetro HI96785 está compuesto por: 82 cubetas cuadradas, una botellita de glicerol de 30ml y 2 jeringas de 75 ml, para unos 75 test aproximadamente.

Referencia: -

Paquete

equipo

Cantidad

1

Información sobre pedidos

HI 93703-56 incluye:
(2) jeringa de 5 ml,
(82) cubeta de 10 mm, (1) botella de 30 ml de estándar de referencia de glicerol de grado reactivo.