

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI833



El kit de patrones de calibración "CAL CHECK" HI83303-11 proporciona una solución simple para verificar el fotómetro para acuicultura HI83303. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad.

- Valores de absorbancia a 420nm, 466nm, 525nm, 575nm, 610nm y cero
- Suministrado con Certificado de Análisis

Referencia: -

**Paquete** Normas selladas: 0 nm, 420 nm, 466nm, 525 nm, 575 nm, 610 nm

**Cantidad** 1 juego