

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83314



El kit de patrones calibración "CAL CHECK" proporciona una solución simple para verificar el fotómetro de análisis de aguas residuales HI83314. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad.

- Valores de absorbancia a 420nm, 466nm, 525nm, 575nm, 610nm y cero
- Suministrado con Certificado de Análisis

Referencia: -

Paquete Normas selladas: 0 nm, 420 nm, 466nm, 525 nm, 575 nm, 610 nm

Cantidad 1 juego