

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" para HI83399



El kit de patrones calibración "CAL CHECK" proporciona una solución simple para verificar el fotómetro de análisis de aguas potables y aguas residuales HI83399. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad.

- Valores de absorbancia a 420nm, 466nm, 525nm, 575 nm, 610nm y cero
- Suministrado con Certificado de Análisis

Referencia: -

**Paquete** Normas selladas: 0 nm, 420 nm, 466nm, 525 nm, 575 nm, 610 nm

**Cantidad** 1 juego

*Producto sometido a legislación sobre Precursores de Explosivos (Reglamento UE 2019/1148 del 20 de junio del 2019)/ Sólo uso profesional.*