

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio rango bajo



Los patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Amonio rango bajo HI96700-11 brindan una solución simple para calibrar y validar el Fotómetro de bajo rango de amoníaco HI96700. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones con tecnología de punta y se entrega con un Certificado de análisis. El Certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 1.50 ± 0.01 mg / L de amoníaco (como NH₃-N) a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.00 y 1.50 mg / L
Cantidad	1 juego