

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Bromo



Los patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Bromo HI96716-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar los fotómetros portátiles de bromo compatibles que tienen un rango de 0.00 a 10.00 mg / L (ppm). Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un Certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar los fotómetros de bromo compatibles.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 2.00 ± 0.06 mg / L (ppm) de bromo a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.00 y 2.00 mg / L bromo.
Cantidad	1 juego