

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Calcio y Magnesio



Los kit de patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Calcio y Magnesio HI96752-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96752. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministran con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro portátil de calcio compatible.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 200 ± 10 mg / L de calcio a 25°C

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0 y 200 mg / L de calcio.

Cantidad 1 juego