

Kit de patrones calibración \"CAL CHECK\" trazable a





Los patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total HI96711-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar los fotómetros portátiles de cloro compatibles que tienen un rango de cloro total de 0.00 a 5.00 mg / L (ppm). Este conjunto de estándares de alta calidadse entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de cloro apropiado.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 1.00 ± 0.010 mg / L de cloro total a 25 ° C

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0.00 y

1.00 mg / L de cloro total.

Cantidad 1 juego