

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total rango bajo



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro Total rango bajo HI96761-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil de rango bajo de cloro total HI96761. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el fotómetro de cloro total apropiado.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 0.400 ± 0.015 mg / L (ppm) de cloro total a 25 ° C

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0.00 y 0.400 mg / L de cloro total

Cantidad 1 juego