

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloruros



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloruros HI96753-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96753. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de cloruro compatible.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 10.0 ± 0.040 mg / L de cloruro a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.0 y 10.0 mg / L de cloruro.
Cantidad	1 juego