

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cromo VI rango bajo



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cromo VI rango bajo HI96749-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96749 compatible. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de cromo VI compatible.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $100 \pm 2.000 \mu\text{g} / \text{L}$  cromo VI a  $25^\circ \text{C}$

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0 y  $100 \mu\text{g} / \text{L}$  cromo VI

Cantidad 1 juego