

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Detergentes Aniónicos



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Detergentes Aniónicos HI96769-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96769. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar fotómetros de tensioactivos aniónicos compatibles.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 1.00 ± 0.04 mg / L SDBS a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.00 y 1.00 mg / L SDBS
Cantidad	1 juego