

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Cálctica



Los patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Cálctica HI96720-11, proporcionan una solución sencilla para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96720 compatible. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI96720.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 1.50 ± 0.07 mg / L CaCO_3 a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.00 y 1.50 mg / L CaCO_3
Cantidad	1 juego