

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Magnésica



Los patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Magnésica, HI96719-11 son estándares utilizados con medidores de magnesio y dureza total. Estos estándares proporcionan una solución simple para calibrar y validar fotómetros portátiles compatibles. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar los fotómetros de dureza.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $1.00 \pm 0.05$  mg / L  $\text{CaCO}_3$  a  $25^\circ \text{C}$

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.00 y 1.00 mg / L $\text{CaCO}_3$
Cantidad	1 juego