

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fluoruros



Los patrones de calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Fluoruros HI 96729-11, proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96729. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar fotómetros de fluoruro compatibles.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 1.00 ± 0.03 mg / L de fluoruro a 25 ° C

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0.00 y 1.00 mg / L de fluoruro.
Cantidad	1 juego